



¡ALIVIA TU DOLOR POST-OPERATORIO! SISTEMA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICO

Consiste en la administración de analgésicos mediante un sistema de infusión continuo ambulatorio. Estudios médicos reportan un mínimo de dolor durante la recuperación de la cirugía al utilizar este sistema.



310 884 7350




314 451 6429

Conoce todos
nuestros servicios
(Escanea el código QR)



MODO DE USO

IMÁGENES DE APOYO



SECUENCIA DE ACCIONES

INICIO DE LA INFUSIÓN

El personal de enfermería fijará con un adhesivo un regulador de color marcado con las características de la infusión. Le conectará el sistema a su acceso venoso y se asegurará que el clamp (pinza que permitirá detener la infusión en caso de ser necesario) esté abierto y el medicamento fluya a través del tubo. La bomba funciona en cualquier posición siempre que el clamp esté abierto.

DURANTE LA INFUSIÓN

Una vez se confirma que el infusor está correctamente conectado usted puede abandonar la institución de salud. El balón del infusor se irá desinflando e infundirá el fármaco en el tiempo indicado.

Puede realizar las actividades habituales mientras lleve el infusor conectado pero debe seguir alguna recomendación incluídas en este manual y evitar actividades extremas hasta que la infusión haya finalizado. Asegúrese de que el clamp permanece abierto mientras recibe el tratamiento.

FINALIZACIÓN DE LA INFUSIÓN



Cuando el indicador azul llegue a cero "0" deberá cerrar la infusión obturando manualmente el clamp.

RETIRO DEL DISPOSITIVO

Por su seguridad, solo el personal de enfermería realizará el retiro del dispositivo infusor.



CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	<p>BAÑARSE</p> <p>Sítúe el infusor en una superficie plana fuera de la ducha y tome un baño rápido a temperatura ambiente.</p> <p>ADVERTENCIA: el agua caliente y/o por mucho tiempo podría alterar el medicamento o la velocidad de infusión.</p>
	<p>DORMIR</p> <p>Puede resultarle cómodo ubicar el infusor al lado o bajo la almohada.</p> <p>ADVERTENCIA: El infusor debe mantenerse al mismo nivel del conector distal (el final del tubo), por esta razón evite añadir altura a la colocación del dispositivo en una mesa.</p>
	<p>RODEARSE DE MASCOTAS</p> <p>El dispositivo es seguro de usar alrededor de las mascotas, pero proteja el dispositivo del juego o daño de las mismas.</p>
	<p>AMBIENTE</p> <p>El infusor no se puede utilizar durante las actividades diarias que requieran atención (por ejemplo, manejar, cocinar, compras).</p>

